

COMBINER EN RESPECTANT LE CLIMAT :
HEI-CHILL PELTIER

MADE IN
GERMANY

3 ans de garantie sur tous
les appareils ainsi qu'une
utilisation moyenne de
plus de 10 ans

Thermostat Hei-CHILL Peltier

Refroidir - Chauffer - Intégration dans les processus

Écologique puisqu'aucun réfrigérant
interne n'est utilisé.



Le thermostat a une plage de température
allant de -10 °C à 70 °C et peut également être
utilisé pour des petits réacteurs de 5 litres

Avec 600 W, il a une puissance
suffisante, même pour des tâches de
refroidissement lorsque l'on utilise des
évaporateurs rotatifs

Grâce au système enfichable, les tuyaux
sont rapidement raccordés - le raccordement
de l'appareil est donc assuré par des simples
gestes

La taille compacte de 27×43×43 cm
permet l'utilisation sur des paillasse

Des interfaces différentes : L'Ethernet et
les interfaces RS 232 et RS 485 permettent
l'intégration du thermostat dans les processus



www.heidolph.com

Uniquement pour utilisation à des fins de recherche – interdiction d'utilisation
dans le secteur médical ou la fabrication pharmaceutique !

 **heidolph**
research made easy