

**CHAUFFER & AGITER AVEC PRÉCISION :  
AGITATEUR MAGNÉTIQUE HEI-PLATE MIX 'N' HEAT**

PLAQUE CHAUFFANTE HAUTEMENT RÉSISTANTE BOÎTIER RÉSISTANT AU FEU

800 W

MADE IN  
GERMANY

3 ans de garantie sur tous  
les appareils ainsi qu'une  
utilisation moyenne  
de plus de 10 ans

# Hei-PLATE Lift Package Ultimate

**Plus de confort – Plus d'efficacité – Plus de sécurité**

## Interface pour plus de précision

Pour le Pt1000 ou le capteur double Pt1000 pour mesurer exactement la température dans le liquide

Interfaces RS 232, LAN, USB A et USB B pour le Journal des données ainsi que pour la commande à distance et le suivi à travers l'ordinateur

USB C : Contrôlabilité du support-élévateur électrique Heidolph sur l'agitateur magnétique et l'ordinateur

## Des fonctionnalités bien pensées pour travailler sans souci

Des modes de chauffe différents (FAST, PRECISE, PRECISE+) et des fonctions de sécurité traitent vos échantillons de manière optimale

Programmation des rampes et création de profils pour une reproductibilité précise et rapide de vos résultats



## Combinaison avec e-Lift pour plus de sécurité et de confort

Abaissement automatique en cas d'erreur ou par le réglage de la minuterie (fin du processus)

Montage d'essai ergonomique possible, quel que soit le support de grille

Réglage précis de la hauteur à travers le bouton rotatif

Compartiment adapté

Mécanique robuste en V4A