

# M É L A N G E R

**heidolph**  
research made easy

## Hei-SHAKE Orbital Core

LE POLYVALENT JUSQU'À 15 KG



### Des possibilités infinies

Grande plage de vitesses (1 – 530)

Adapté pour tout type de récipients

Supports flexibles (par ex. angle adaptable)  
pour un montage sur plaque perforée 1000  
et 2000 sans outils

### Utilisation intuitive

Bouton standby bien visible et bouton avec  
anneau LED pour entrer les données et  
identifier les fonctions actives

Display et minuterie pour un contrôle  
facilité des paramètres du processus

RS232 pour le contrôle à distance et  
l'enregistrement des données via software

Design sophistiqué de l'appareil pour une  
manipulation sécurisée

### Extrêmement robuste et efficace

Excellent rapport charge/surface de pose  
(max. 15 kg charge admissible)

Jusqu'à 50% en moins de consommation  
énergétique comparé à des appareils  
similaires

Hausse de température modérée sur la  
surface d'agitation

Rendez-vous sur [notre site internet](#)  
pour plus d'informations.



Efficacité énergétique



Sécurité




Durabilité



**MADE IN GERMANY**

Garantie de 3 ans sur tous les appareils et une  
durée de vie opérationnelle de plus de 10 ans

### ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



Plaque perforée 1000 et 2000  
avec perforation universelle



Support pour ampoules  
à décanter



Fixation pour tubes à essai,  
tubes Falcon et Eppis



Assemblage sur plusieurs  
étages 1000 et 2000