

MISCHEN



Hei-SHAKE Orbital Expert

DER AUTOMATISIERBARE



Energieeffizienz*



Sicherheit



MADE IN GERMANY

3 Jahre Garantie auf alle Geräte und eine Betriebsdauer von mehr als 10 Jahren.

Grenzenlose Möglichkeiten

Breiter Drehzahlbereich (1 – 530 U/min)

Programmierbare Ausrichtung der Plattformposition für die ideale Integration in automatisierte Systeme

Geeignet für unterschiedliche Gefäße und flexible Aufnahmen für ein werkzeugfreies Montieren

Höchster Bedienkomfort

Kapazitives Touch-Display und Timer für die einfache Überwachung der Prozessparameter

Speicherung von Profilen und Favoriten für die einfache und schnelle Wiederholung von Routineanwendungen

Große Auswahl an Schnittstellen (USB, RS232) für die Datenaufzeichnung und Fernsteuerung

Extrem robust und effizient

Hervorragendes Last-Stellfläche-Verhältnis (max. 15 kg Belastung)

Bis zu 50% geringer Energieverbrauch im Vergleich zu ähnlichen Schüttlern

Geringer Temperaturanstieg auf der Plattform

Für weitere Informationen besuchen Sie [unsere Webseite](#).

*Die Angaben basieren auf internen Tests. Sie stammen nicht von Dritten.


ZUBEHÖR-EMPFEHLUNG



Set zum Upgrade auf Plattform 2000



Scheidetrichterklemmen



Aufsatz für Reagenzgläser, Falcon-Röhrchen und Eppis



Montageteile