

MISCHEN



Hei-SHAKE Orbital Core

DER ALLROUNDER BIS ZU 15 KG



Energieeffizienz



Sicherheit



Nachhaltigkeit



Grenzenlose Möglichkeiten

Breiter Drehzahlbereich (1 – 530)

Geeignet für unterschiedliche Gefäße

Flexible Aufnahmen (z.B. wechselnder Winkel) für ein werkzeugfreies Montieren auf Plattform 1000 und 2000

Intuitive Bedienbarkeit

Standby Button im Blick und ein Knopf mit LED Ring zum Einstellen der Werte und Identifizieren der aktiven Funktionen

Display und Timer für die einfache Überwachung der Prozessparameter

RS232 für die Fernsteuerung und Datenaufzeichnung via Software

Innovatives Korpusdesign für ein sicheres Handling

Extrem robust und effizient

Hervorragendes Last-Stellfläche-Verhältnis (max. 15 kg Belastung)

Bis zu 50% geringer Energieverbrauch im Vergleich zu ähnlichen Schüttlern

Geringer Temperaturanstieg auf der Plattform


Für weitere Informationen besuchen Sie [unsere Webseite](#).



MADE IN GERMANY

3 Jahre Garantie auf alle Geräte und eine Betriebsdauer von mehr als 10 Jahren.

ZUBEHÖR-EMPFEHLUNG



Tablar 1000 und 2000 mit
Universallochung



Scheidetrichterklappen



Aufsatz für Reagenzgläser,
Falcon-Röhrchen und Eppis



Montageteile