

M É L A N G E R



Hei-SHAKE Orbital Core

LE POLYVALENT JUSQU'À 15 KG



Efficacité énergétique



Sécurité



Durabilité



MADE IN GERMANY

Garantie de 3 ans sur tous les appareils et une durée de vie opérationnelle de plus de 10 ans

Des possibilités infinies

Grande plage de vitesses (1 – 530)

Adapté pour tout type de récipients

Supports flexibles (par ex. angle adaptable) pour un montage sur plaque perforée 1000 et 2000 sans outils

Utilisation intuitive

Bouton standby bien visible et bouton avec anneau LED pour entrer les données et identifier les fonctions actives

Display et minuterie pour un contrôle facilité des paramètres du processus

RS232 pour le contrôle à distance et l'enregistrement des données via software

Design sophistiqué de l'appareil pour une manipulation sécurisée

Extrêmement robuste et efficace


Excellent rapport charge/surface de pose (max. 15 kg charge admissible)

Jusqu'à 50% en moins de consommation énergétique comparé à des appareils similaires

Hausse de température modérée sur la surface d'agitation

Rendez-vous sur [notre site internet](#) pour plus d'informations.

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



Plaque perforée 1000 et 2000 avec perforation universelle



Support pour ampoules à décanter



Fixation pour tubes à essai, tubes Falcon et Eppis



Assemblage sur plusieurs étages 1000 et 2000