

M É L A N G E R



Hei-SHAKE Orbital Expert

OPTIMISÉ POUR L'AUTOMATION



Efficacité énergétique



Sécurité



Durabilité



Des possibilités infinies

Grande plage de vitesses (1 – 530)

Programmation de la position de la plate-forme pour l'intégration dans des systèmes automatisés

Adapté pour tout type de récipients et supports flexibles pour un montage sans outils

Grand confort d'utilisation

Ecran tactile capacitif et minuterie pour un contrôle facilité des paramètres de processus

Enregistrement des profils et favoris pour une répétition simple et rapide des applications courantes

Grand choix d'interfaces (USB, RS232) pour l'enregistrement des données et le contrôle à distance

Extrêmement robuste et efficace:

Excellent rapport charge/surface de pose (max. 15 kg charge admissible)

Jusqu'à 50% en moins de consommation énergétique comparé à des appareils similaires

Hausse de température modérée sur la surface d'agitation


Rendez-vous sur [notre site internet](#) pour plus d'informations.



MADE IN GERMANY

Garantie de 3 ans sur tous les appareils et une durée de vie opérationnelle de plus de 10 ans

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



Plaque perforée 1000 et 2000 avec perforation universelle



Support pour ampoules à décanter



Fixation pour tubes à essai, tubes Falcon et Eppis



Assemblage sur plusieurs étages 1000 et 2000