

MISCHEN



Hei-SHAKE Reciprocating Core

DER ROBUSTE MIT EINEM HUB
VON 36 MM



Energieeffizienz



Sicherheit



Nachhaltigkeit



MADE IN GERMANY

3 Jahre Garantie auf alle Geräte und eine
Betriebsdauer von mehr als 10 Jahren.

Grenzenlose Möglichkeiten

Hub von 36 mm & breiter Drehzahlbereich
(1 – 300)

Geeignet für unterschiedliche Gefäße
Flexible Aufnahmen (z.B. wechselnder
Winkel) für ein werkzeugfreies Montieren
auf Plattform 1000 und 2000

Intuitive Bedienbarkeit

Standby Button im Blick und ein Knopf
mit LED Ring zum Einstellen der Werte
und Identifizieren der aktiven Funktionen

Display und Timer für die einfache
Überwachung der Prozessparameter

RS232 für die Fernsteuerung und
Datenaufzeichnung via Software

Innovatives Korpusdesign für ein
sicheres Handling

Extrem robust und effizient

Hervorragendes Last-Stellfläche-Verhältnis
(max. 15 kg Belastung)

Bis zu 50% Geringer Energieverbrauch
im Vergleich zu ähnlichen Schüttlern

Geringer Temperaturanstieg auf
der Plattform

Für weitere Informationen besuchen Sie
[unsere Webseite.](#)

ZUBEHÖR-EMPFEHLUNG



Gummimatte



Scheidetrichter



Aufnahme für Falcons +
Reagenzgläser (45-90°)



Aufbau