

M É L A N G E R



Hei-SHAKE Reciprocating Core

LE PLUS ROBUSTE AVEC UN
VA-ET-VIENT DE 36 MM



Efficacité énergétique



Sécurité



Durabilité



MADE IN GERMANY

Garantie de 3 ans sur tous les appareils et une
durée de vie opérationnelle de plus de 10 ans

Des possibilités infinies

Va-et-vient de 36 mm & grande plage de
vitesses (1 – 300)

Adapté pour divers récipients

Supports flexibles (par ex. angle adaptable)
pour un montage sur plaque perforée 1000
et 2000 sans outils

Utilisation intuitive

Bouton standby bien visible et bouton avec
anneau LED pour entrer les données et
identifier les fonctions actives

Display et minuterie pour un contrôle facilité
des paramètres du processus

RS232 pour le contrôle à distance et
l'enregistrement des données via software

Design sophistiqué de l'appareil pour une
manipulation sécurisée

Extrêmement robuste et efficace

Excellent rapport charge/surface de pose
(max. 15 kg charge admissible)

Jusqu'à 50% en moins de consommation
énergétique comparé à des appareils
similaires

Hausse de température modérée sur la
surface d'agitation

Rendez-vous sur [notre site internet](#)
pour plus d'informations.

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



Tapis en caoutchouc
1000 & 2000



Support pour ampoules
à décanter



Fixation pour tubes à essai,
tubes Falcon et Eppis



Assemblage sur plusieurs
étages 1000 et 2000