

Hei-REACT Laborreaktoren

DAS SYSTEM MIT EINZIGARTIGEM BEDIENKOMFORT



Sicherheit



CE Zertifiziert



Einzigartiger Bedienkomfort

Schnelle und flexible Handhabung von Rührer und Deckel über schwenkbare Teleskopständer mit nur einer Hand

Schneller und intuitiver Aufbau. Leicht reproduzierbare Ausrichtung des Setups

Werkzeugfreie PEEK-Schlauchkupplungen und Entleerungsset für schnellen und sauberen Gefäßwechsel

Transportables Dreibein, sichere Aufbewahrung auf Labortischen

Modulares System

Große Auswahl an Systemkomponenten

Das System passt sich den Kundenanforderungen an mit vorkonfigurierten Paketen

Die Basiskonfiguration Hei-REACT Base Configuration steht für unbegrenzte Modularität

Skalieren ohne Kompromisse

Radleys Premium Glasqualität

Die optimierte Geometrie und das Verhältnis Höhe zu Breite (1,25:1) garantieren eine einfache Skalierung



HERGESTELLT IN DEUTSCHLAND

3 Jahre Garantie auf alle Geräte und eine Betriebsdauer von mehr als 10 Jahren.

Für weitere Informationen besuchen

[Siehe unsere Webseite](#)

AUSZUG AUS KONFIGURATIONSLISTE



**Mantelreaktoren
Reaktorgefäße**
Doppelwandig
oder mit
kuumzwischenraum
Größen von 100 ml
bis 5.000 ml



5-Halsdeckel
1xB19, 2xB24, 1xB29,
1xB34



Überkopfrührer:
RS232-Schnittstelle
zur Vernetzung und
externen Steuerung
mit unserer aborau-
tomatisierungs-Soft-
ware.



Thermostate
Offene oder
geschlossene
Systeme für präzise,
dynamische
Temperaturregelung
über einen weiten
Temperaturbereich.