

Hei-REACT Réacteurs de laboratoire

LE SYSTEME AU CONFORT D'UTILISATION UNIQUE



Sécurité



CE Agréé



Confort d'utilisation unique

Manipulation rapide et flexible de l'agitateur et du couvercle grâce un/des support(s) télescopique(s) pivotant(s) le tout en un tour de main

Montage rapide et intuitif. Alignement facilement reproductible de l'installation.

Raccords de tuyaux en PEEK sans outil et kit de vidange pour un changement rapide et propre du récipient

Trépied transportable, rangement adéquat sur les paillasses de laboratoire

Système modulaire

Large choix de composants

Le système s'adapte aux besoins clients grâce à des packs préconfigurés

La configuration de base Hei-REACT Base Configuration offre une modularité illimitée

Mise à l'échelle sans compromis

La verrerie de qualité Radleys

Une géométrie optimisée et un rapport hauteur/largeur (1,25 sur 1) garantissent une mise à échelle facilitée

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web.



FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Garantie de 3 ans sur tous les appareils et durée de vie opérationnelle de plus de 10 ans.

EXTRAIT DE LA LISTE DE CONFIGURATION



Cuves de réacteur
à double enveloppe
ou avec paroi sous
vide de 100 ml à 5
000 ml.



Couvercle à 5 cols
1xB19, 2xB24, 1xB29,
1xB34



Agitateurs à tige
Interface RS232 pour
la mise en réseau et
le contrôle externe
via notre logiciel
d'automatisation de
laboratoire.



Thermostats
systèmes ouverts ou
fermés permettant
un contrôle précis
et dynamique de
la température sur
une large plage de
températures.