

GRENZENLOS KOMBINIEREN: HEI-SHAKE SCHÜTTLER

MADE IN
GERMANY

3 Jahre Garantie auf alle
Geräte sowie eine durch-
schnittliche Nutzungsdauer
von über 10 Jahren

Titramax

Temperiert schütteln – effizient arbeiten – Platz sparen



Integration in das modulare Inkubationssystem
1000 für flexible, temperierte Anwendungen

Starker Halt der Mikrotiterplatten auch bei hohen
Drehzahlen auf der Antirutsch-Gummimatte

Einfache Entnahme der Mikrotiterplatten durch
Ausparung und Abstände in der Gummimatte

Überhitzungsschutz schaltet das Gerät
im Notfall ab – wichtig für den zeitlich
uneingeschränkten Dauereinsatz

Kombination aus 1,5 mm Schüttelorbit und hohen
Drehzahlen bis 1.350 U/min stellen Durchmischung
der Proben in kleinen Kavitäten sicher

ZUBEHÖR

Modulares
Inkubatorsystem 1000

