

COMBINER SANS LIMITES :
AGITATEURS HEI-SHAKE

MADE IN
GERMANY

3 ans de garantie sur tous
les appareils ainsi qu'une
utilisation moyenne
de plus de 10 ans

Titramax

Mélanger de manière tempérée – Travailler de manière efficace – Gagner de la place



Intégration dans le système d'incubation modulaire 1000 pour des applications flexibles et tempérées

Bon maintien des plaques multipuits sur le tapis antidérapant en caoutchouc même lors de vitesses de rotation élevées

Retrait facile des plaques multipuits grâce à la fente et aux fossés dans le tapis en caoutchouc

La protection contre la surchauffe éteint l'appareil en cas d'urgence – ce qui est très important pour l'utilisation continue illimitée

La combinaison de l'orbite d'agitation de 1,5 mm et des vitesses de rotation élevées jusqu'à 1 350 tr/min. assure un mélange des échantillons dans des petites cavités

ACCESSOIRES

Système d'incubateur 1000 modulaire

