


# GRENZENLOS KOMBINIEREN: HEI-SHAKE SCHÜTTLER

MADE IN  
**GERMANY**

3 Jahre Garantie auf alle  
Geräte sowie eine durch-  
schnittliche Nutzungsdauer  
von über 10 Jahren

## Unimax 1010

Temperiert schütteln – Prozesseinbindung möglich – kompakte Größe



Schnittstelle RS 232 zum Einbinden in  
teilautomatisierte Laborprozesse mit Hei-PROCESS

Nutzfläche von 290 x 258 mm bietet  
ausreichend Platz für diverse Probengefäße

Sekundengenaue Zeitangaben des Timers  
bieten volle Kontrolle über Experimente

Automatischer Wiederanlauf unterstützt  
bei ungeplanten Unterbrechungen den  
reibungslosen Laborablauf

Überhitzungsschutz schaltet das Gerät  
im Notfall ab – wichtig für zeitlich  
uneingeschränkten Dauereinsatz

Integration in das modulare Inkubatorsystem 1000  
ermöglicht flexible Anwendungen

### ZUBEHÖR



Modulares Inkubatorsystem 1000



Tablar 1000



Erlenmeyerklemmen  
(25 – 2000 ml)



Spannwalzen-  
aufsatz