

Reax top

Stark mischen – platzsparend vortexten – vielfältig einsetzbar

Aufnahmeteller aus rutschfestem Gummi ermöglicht sicheres Vortexen für Probengefäße mit 20 mm Ø

Bei Verschmutzung einfach abnehm- und wechselbar

Der Wechsel zum großen Aufnahmeteller oder Haltegestell für 10 Reaktionsgefäße ermöglicht den Einsatz für viele Applikationen

Gummifüße geben sicheren Halt bei hohen Drehzahlen und anspruchsvollen Mischaufgaben



Gewinde zur Befestigung der Gefäßhalterung, Reagenzgläser können so auch im Dauerbetrieb sicher geschüttelt werden

Schiebeschalter ermöglicht die Wahl zwischen Kurzzeit und Dauerbetrieb

Stufenlos einstellbarer Drehzahlregler ermöglicht komfortable Bedienung



ZUBEHÖR




Großer Aufnahmeteller für 50 ml Rundkolben



Haltegestell für 10 Reagenzgläser



Haltestab mit Gefäßhalterung



Halter für Reagenzgefäße