


Hei-SHAKE Plattformschüttler – grenzenlos kombinieren

SCHÜTTLER							BESTÜCKUNG											
GERÄT			Drehzahl (U/min)	Orbit Hubweg (mm)	Nutzfläche [mm]	Aufnahme- kapazität max. (kg)												
							Tablar	Erlenmeyer- klemmen ¹ max. Anzahl*		Aufsatz für Erlenmeyer- kolben ^{1, 2} *	Scheidetrichter- klemmen ^{1, 2} max. Anzahl*		Inkubations- haube	Spannwalzen- aufsatz*	Montage- teile	Aufnahme für Reagenzgläser, Zentrifugenröhrchen, und Mikro-Reaktionsgefäße*	Set zum Upgrade auf Plattform 2000	
ROTIEREND	Rotamax 120			20 – 300	20	220 x 220	2	100	16 8 5 3	25 / 50 100 250 500	–	–	–	100	–	–		
	Unimax 1010			30 – 500	10	290 x 258	5	1000	20 14 8 4 2	25 / 50 100 250 500/1000 2000	25 – 1000	3	250 ml (or 1x 500 ml + 2x 250 ml)	✓	1000	1000	3	
	Hei-SHAKE Orbital Core	1000		1 - 530	20	290 x 258	15	1000	20 14 8 4 2	25 / 50 100 250 500/1000 2000	25 – 1000	3	250 ml (or 1x 500 ml + 2x 250 ml)	–	1000	1000	3	✓
		2000				390 x 340		2000	36 23 12 9 5 3	25 / 50 100 250 500 1000 2000	–	4	500		2000	2000	4	
	Hei-SHAKE Orbital Expert	1000		1 - 530	20	290 x 258	15	1000	20 14 8 4 2	25 / 50 100 250 500/1000 2000	25 – 1000	3	250 ml (or 1x 500 ml + 2x 250 ml)	–	1000	1000	3	✓
		2000				390 x 340		2000	36 23 12 9 5 3	25 / 50 100 250 500 1000 2000	–	4	500		2000	2000	4	
KREISFÖRMIG VIBRIEREND	Vibramax 100			150 – 1.350	3	220 x 220	2	100	16 8 5 3	25 / 50 100 250 500	–	–	–	100	–			
	Titramax 100/101			150 – 1.350	1,5/3	220 x 220	2	–	–	–	–	–	–	–	–			
	Titramax 1000			150 – 1.350	1,5	290 x 258	7,9	–	–	–	–	✓	–	–				
TAUMELND	Polymax 1040			2 – 50	–	290 x 258	5	1000	20 14 8 4 2	25 / 50 100 250 500/1000 2000	25 – 1000	–	✓	1000	1000			
	Hei-SHAKE Wave Core	1000		1 - 80	20	290 x 258	15	1000	20 14 8 4 2	25 / 50 100 250 500/1000 2000	25 – 1000	3	250 ml (or 1x 500 ml + 2x 250 ml)	–	1000	1000	3	✓
		2000				390 x 340		2000	36 23 12 9 5 3	25 / 50 100 250 500 1000 2000	–	4	500		2000	2000	4	
WIPPEND	Duomax 1030			2 – 50	–	290 x 258	5	1000	20 14 8 4 2	25 / 50 100 250 500/1000 2000	25 – 1000	–	✓	1000	–			
	Hei-SHAKE Rock Core	1000		1 - 80	20	290 x 258	15	1000	20 14 8 4 2	25 / 50 100 250 500/1000 2000	25 – 1000	3	250 ml (or 1x 500 ml + 2x 250 ml)	–	1000	1000	3	✓
		2000				390 x 340		2000	36 23 12 9 5 3	25 / 50 100 250 500 1000 2000	–	4	500		2000	2000	4	
REZIPROK	Promax 1020			30 – 250	32	290 x 258	5	1000	20 14 8 4 2	25 / 50 100 250 500/1000 2000	25 – 1000	3	250 ml (or 1x 500 ml + 2x 250 ml)	✓	1000	–		
	Hei-SHAKE Reciprocating Core	1000		1 - 300	20	290 x 258	15	1000	20 14 8 4 2	25 / 50 100 250 500/1000 2000	25 – 1000	3	250 ml (or 1x 500 ml + 2x 250 ml)	–	1000	1000	3	✓
		2000				390 x 340		2000	36 23 12 9 5 3	25 / 50 100 250 500 1000 2000	–	4	500		2000	2000	4	

Hei-SHAKE Überkopfschüttler

ÜBERKOPF

SCHÜTTLER

GERÄT		Drehzahl (U/min)	Aufnahmekapazität max. (kg)
Reax 2		20 – 100	1

BESTÜCKUNG



GERÄT	Drehzahl (U/min)	Aufnahmekapazität max. (kg)	Ersatz-Spannteller für Verschlusskappen	Befestigungssatz (M, S)		
				Höhe in (mm)	Bestellungsempfehlung	Anzahl der Teile, die pro Flasche verwendet werden sollen
Hei-SHAKE Salto Core		1 – 32	Ø 77 - 94	290 – 250	Set nicht nötig	-
				248 – 208	M	1
				206 – 166	M	2
				202 – 162	S	1
				160 – 120	M S	1x M 1x S
				119 – 74	S	2
				72 – 32	M S	1x M 2x S

NUR ZUR VERWENDUNG FÜR FORSCHUNGSZWECKE – NICHT FÜR DEN GEBRAUCH IM MEDIZINISCHEN BEREICH ODER IN DER PHARMAZEUTISCHEN HERSTELLUNG!