


Hei-SHAKE Agitateurs sur plateforme – multiples possibilités

AGITEURS							ACCESSOIRES									
APPAREILS			Vitesse de rotation (tr / min)	Orbite / course (mm)	Surface utile [mm]	Capacité d'accueil max. (kg)										
							Plaque perforée	Attache pour fioles erlenmeyer ^{1*} max.		Bloc d'attaches pour fioles erlenmeyer ^{1, 2*}	Support pour ampoules à décanter ^{1, 2*} max.	Capot d'incubation	Bloc avec galets de tension*	Pièces de montage	Plateau pour tubes à essai, tubes à centrifuger, et micro- récipients de réaction*	Kit de mise à niveau plateforme 2000
ROTATIF	Rotamax 120			20 – 300	20	220 x 220	2	100	16 8 5 3	25 / 50 100 250 500	–	–	–	100	–	–
	Unimax 1010			30 – 500	10	290 x 258	5	1000	20 14 8 4 2	25 / 50 100 250 500/1000 2000	25 – 1000	3 250 ml (or 1x 500 ml + 2x 250 ml)	✓	1000	1000	3
	Hei-SHAKE Orbital Core	1000		1 - 530	20	290 x 258	15	1000	20 14 8 4 2	25 / 50 100 250 500/1000 2000	25 – 1000	3 250 ml (or 1x 500 ml + 2x 250 ml)	–	1000	1000	3
		2000				390 x 340		2000	36 23 12 9 5 3	25 / 50 100 250 500 1000 2000	–			2000	2000	4
	Hei-SHAKE Orbital Expert	1000		1 - 530	20	290 x 258	15	1000	20 14 8 4 2	25 / 50 100 250 500/1000 2000	25 – 1000	3 250 ml (or 1x 500 ml + 2x 250 ml)	–	1000	1000	3
		2000				390 x 340		2000	36 23 12 9 5 3	25 / 50 100 250 500 1000 2000	–			2000	2000	4
ROTATIF VIBRANT	Vibramax 100			150 – 1.350	3	220 x 220	2	100	16 8 5 3	25 / 50 100 250 500	–	–	–	100	–	
	Titramax 100/101			150 – 1.350	1,5/3	220 x 220	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Titramax 1000			150 – 1.350	1,5	290 x 258	7,9	–	–	–	–	✓	–	–	–	
ROTATIF VIBRANT	Polymax 1040			2 – 50	–	290 x 258	5	1000	20 14 8 4 2	25 / 50 100 250 500/1000 2000	25 – 1000	–	✓	1000	1000	
	Hei-SHAKE Wave Core	1000		1 - 80	20	290 x 258	15	1000	20 14 8 4 2	25 / 50 100 250 500/1000 2000	25 – 1000	3 250 ml (or 1x 500 ml + 2x 250 ml)	–	1000	1000	3
		2000				390 x 340		2000	36 23 12 9 5 3	25 / 50 100 250 500 1000 2000	–			2000	2000	4
À BALANCEMENT	Duomax 1030			2 – 50	–	290 x 258	5	1000	20 14 8 4 2	25 / 50 100 250 500/1000 2000	25 – 1000	–	✓	1000	–	
	Hei-SHAKE Rock Core	1000		1 - 80	20	290 x 258	15	1000	20 14 8 4 2	25 / 50 100 250 500/1000 2000	25 – 1000	3 250 ml (or 1x 500 ml + 2x 250 ml)	–	1000	1000	3
		2000				390 x 340		2000	36 23 12 9 5 3	25 / 50 100 250 500 1000 2000	–			2000	2000	4
VA-ET-VIENT	Promax 1020			30 – 250	32	290 x 258	5	1000	20 14 8 4 2	25 / 50 100 250 500/1000 2000	25 – 1000	3 250 ml (or 1x 500 ml + 2x 250 ml)	✓	1000	–	
	Hei-SHAKE Reciprocating Core	1000		1 - 300	20	290 x 258	15	1000	20 14 8 4 2	25 / 50 100 250 500/1000 2000	25 – 1000	3 250 ml (or 1x 500 ml + 2x 250 ml)	–	1000	1000	3
		2000				390 x 340		2000	36 23 12 9 5 3	25 / 50 100 250 500 1000 2000	–			2000	2000	4

Hei-SHAKE Agitateurs rotatifs

ROTATIF

AGITATEURS

APPAREIL

Vitesse de rotation
(tr / min)

Capacité d'accueil
max. (kg)

Reax 2



20 – 100

1

ACCESSOIRES





APPAREIL

Vitesse de rotation
(tr / min)

Capacité d'accueil
max. (kg)

Hei-SHAKE
Salto Core



1 – 32

30

Plaquette de tension de rechange
pour bouchons
(S, L)

mm

Lot de cales
(S, M)

Hauteur en mm
(max. – min.)

Recommandation d'achat

Nombre de parties à
utiliser par bouteille

290 – 250

pas de lot nécessaire

-

248 – 208

M

1

206 – 166

M

2

202 – 162

S

1

160 – 120

M
S

1x M
1x S

119 – 74

S

2

72 – 32

M
S

1x M
2x S

UNIQUEMENT POUR UTILISATION À DES FINS DE RECHERCHE – INTERDICTION D'UTILISATION DANS LE SECTEUR MÉDICAL OU LA FABRICATION PHARMACEUTIQUE !