

Hei-SHAKE Plattformschüttler – grenzenlos kombinieren

SCHÜTTLER							BESTÜCKUNG									
GERÄT			Drehzahl (U/min)	Orbit Hubweg (mm)	Nutzfläche [mm]	Aufnahme- kapazität max. (kg)										
							Tablar	Erlenmeyer- klemmen ¹ max. Anzahl		Aufsatz für Erlenmeyer- kolben ^{1, 2} ml		Scheidetrichter- klemmen ^{1, 2} max. Anzahl		Aufsatz für Scheidetrichter ¹ ml	Spannwalzen- aufsatz	Montage- teile
ROTIEREND	Rotamax 120		20 – 300	20	220 x 220	2	100	16 8 5 3	25 / 50 100 250 500	–	–	–	100	–	–	
	Unimax 1010		30 – 500	10	290 x 258	5	1000	20 14 8 4 2	25 / 50 100 250 500/1000 2000	25 – 1000	3	250 ml (or 1x 500 ml + 2x 250 ml)	50 – 100	1000	1000	3
	Hei-SHAKE Orbital Core		1 - 530	20	290 x 258	15	1000	20 14 8 4 2	25 / 50 100 250 500/1000 2000	25 – 1000	3	250 ml (or 1x 500 ml + 2x 250 ml)	50 – 100	1000	1000	3
	Hei-SHAKE Orbital Core 2000		1 - 530	20	390 x 340	15	2000	36 23 12 9 5 3	25 / 50 100 250 500 1000 2000	–	4	500	–	2000	2000	4

Set zum Upgrade
auf Plattform 2000
zum Anpassen der
Plattformgröße vom
Hei-SHAKE Orbital Core
zu Hei-SHAKE Orbital
Core 2000

KREISFÖRMIG VIBRIEREND	Vibramax 100		150 – 1.350	3	220 x 220	2	100	16 8 5 3	25 / 50 100 250 500	–	–	–	100	–
	Titramax 100/101		150 – 1.350	1,5/3	220 x 220	2	–	–	–	–	–	–	–	–
	Titamax 1000		150 – 1.350	1,5	290 x 258	7,9	–	–	–	–	–	–	–	–
TAUMELND	Polymax 1040		2 – 50	–	290 x 258	5	1000	20 14 8 4 2	25 / 50 100 250 500/1000 2000	25 – 1000	–	50 – 100	1000	1000
	Polymax 2040		2.5 – 50	20	390 x 340	10	2000	36 23 12 9 5 3	25 / 50 100 250 500 1000 2000	–	–	–	2000	2000
WIPPEND	Duomax 1030		2 – 50	–	290 x 258	5	1000	20 14 8 4 2	25 / 50 100 250 500/1000 2000	25 – 1000	–	50 – 100	1000	–
REZIPIROK	Promax 1020		30 – 250	32	290 x 258	5	1000	20 14 8 4 2	25 / 50 100 250 500/1000 2000	25 – 1000	3 250 ml (or 1x 500 ml + 2x 250 ml)	50 – 100	1000	–

Hei-SHAKE Überkopfschüttler

SCHÜTTLER					BESTÜCKUNG				
ÜBERKOPF	GERÄT		Drehzahl (U/min)	Aufnahmekapazität max. (kg)	Adapter				
	Reax 2		20 – 100	1					
					Rack für 20 ST Falcon Tubes/Reagenzgläser á 15 ml				
									
	GERÄT		Drehzahl (U/min)	Aufnahmekapazität max. (kg)	Adapter (max. Anzahl)				
	Reax 20		1 – 16 2 – 32	30	Flaschenhöhe mm			ST	ml
					290 – 250			–	–
					248 – 208			1	1000
					206 – 166			2	1000
					202 – 162			1	500
160 – 120					1 1	1000 500			
114 – 74					2	500			
72 – 32					1 2	1000 500			