

Hei-SHAKE Agitateurs sur plateforme – multiples possibilités

AGITATEURS							ACCESSOIRES								
APPAREILS			Vitesse de rotation (tr/min)	Orbite / course (mm)	Surface utile [mm]	Capacité d'accueil max. (kg)									
							Plaqué perforée	Attache pour fioles erlenmeyer ¹ max.		Bloc d'attaches pour fioles erlenmeyer ^{1, 2}	Support pour ampoules à décanter ^{1, 2} max.		Bloc pour ampoules à décanter ¹	Bloc avec galets de tension	Pièces de montage
ROTATIF	Rotamax 120		20 – 300	20	220 x 220	2	100	16 8 5 3	25 / 50 100 250 500	–	–	–	100	–	-
	Unimax 1010		30 – 500	10	290 x 258	5	1000	20 14 8 4 2	25 / 50 100 250 500/1000 2000	25 – 1000	3 250 ml (or 1x 500 ml + 2x 250 ml)	50 – 100	1000	1000	3
	Hei-SHAKE Orbital Core		1 - 530	20	290 x 258	15	1000	20 14 8 4 2	25 / 50 100 250 500/1000 2000	25 – 1000	3 250 ml (or 1x 500 ml + 2x 250 ml)	50 – 100	1000	1000	3
	Hei-SHAKE Orbital Core 2000		1 - 530	20	390 x 340	15	2000	36 23 12 9 5 3	25 / 50 100 250 500 1000 2000	–	4 500	–	2000	2000	4

Kit de mise à niveau plateforme 2000
Mettez votre Hei-SHAKE Orbital Core à la taille du Hei-SHAKE Orbital Core 2000

ROTATIF VIBRANT	Vibramax 100		150 – 1.350	3	220 x 220	2	100	16 8 5 3	25 / 50 100 250 500	–	–	–	100	–	
	Titramax 100/101		150 – 1.350	1,5/3	220 x 220	2	–	–	–	–	–	–	–	–	
	Titamax 1000		150 – 1.350	1,5	290 x 258	7,9	–	–	–	–	–	–	–	–	
À ONDULATION	Polymax 1040		2 – 50	–	290 x 258	5	1000	20 14 8 4 2	25 / 50 100 250 500/1000 2000	25 – 1000	–	50 – 100	1000	1000	
	Polymax 2040		2.5 – 50	20	390 x 340	10	2000	36 23 12 9 5 3	25 / 50 100 250 500 1000 2000	–	–	–	2000	2000	
À BALANCE-MENT	Duomax 1030		2 – 50	–	290 x 258	5	1000	20 14 8 4 2	25 / 50 100 250 500/1000 2000	25 – 1000	–	50 – 100	1000	–	
VA-ET-VENT	Promax 1020		30 – 250	32	290 x 258	5	1000	20 14 8 4 2	25 / 50 100 250 500/1000 2000	25 – 1000	3 250 ml (or 1x 500 ml + 2x 250 ml)	50 – 100	1000	–	

Hei-SHAKE Agitateurs rotatifs

AGITATEURS				ACCESSOIRES					
ROTATIF	APPAREIL		Vitesse de rotation (tr / min)	Capacité d'accueil max. (kg)	Adaptateur				
	Reax 2		20 – 100	1					
					Rack pour 20 tubes Falcon de 15 ml				
									
	APPAREIL		Vitesse de rotation (tr / min)	Capacité d'accueil max. (kg)	Adaptateur (max. pc.)				
	Reax 20		1 – 16 2 – 32	30	Hauteur de flacon			pc.	ml
					290 – 250	–	–		
					248 – 208	1	1000		
					206 – 166	2	1000		
					202 – 162	1	500		
					160 – 120	1 1	1000 500		
					114 – 74	2	500		
					72 – 32	1 2	1000 500		