

# Hei-VOLUME Distimatic Pro 24/7 Industrial avec adaptateur pour verrerie R

## Technical datasheet



<b>Dimensions (l × h × p)</b>	186 × 429 × 521 mm, panneau de commande compris
<b>Poids</b>	env. 17 kg
<b>Classe de protection (EN 60529)</b>	IP42
<b>Tension de calcul</b>	100 – 240 V AC; 50/60 Hz
<b>Type de raccordement</b>	L+N+PE
<b>Classe de protection</b>	I
<b>Catégorie de surtension</b>	II
<b>Degré de contamination</b>	2
<b>Alimentation</b>	max. 1 500 W
<b>Température de service</b>	5 °C à 31 °C, jusqu'à 80 % d'humidité relative de l'air   32 °C à 40 °C, jusqu'à 50 % d'humidité relative de l'air (diminution linéaire)
<b>Altitude d'installation</b>	jusqu'à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer
<b>Fusible de l'appareil</b>	15 A