

## Hei-VOLUME Distimatic Pro Industrial avec adaptateur pour verrerie de la série A

### Technical datasheet



<b>Dimensions (l × h × p)</b>	186 × 429 × 521 mm, panneau de commande compris	
<b>Poids</b>	env. 17 kg	
<b>Classe de protection (EN 60529)</b>	IP42	
<b>Tension de calcul</b>	100 – 240 V AC; 50/60 Hz	
<b>Type de raccordement</b>	L+N+PE	
<b>Classe de protection</b>	I	
<b>Catégorie de surtension</b>	II	
<b>Degré de contamination</b>	2	
<b>Alimentation</b>	max. 1 500 W	
<b>Température de service</b>	5 °C à 31 °C, jusqu'à 80 % d'humidité relative de l'air   32 °C à 40 °C, jusqu'à 50 % d'humidité relative de l'air (diminution linéaire)	
<b>Altitude d'installation</b>	jusqu'à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer	
<b>Fusible de l'appareil</b>	15 A	