

Hei-VOLUME Distimatic Pro Industrial avec adaptateur pour verrerie de la série A

Technical datasheet



| | | |
|--|--|--|
| Dimensions (l × h × p) | 186 × 429 × 521 mm, panneau de commande compris | |
| Poids | env. 17 kg | |
| Classe de protection (EN 60529) | IP42 | |
| Tension de calcul | 100 – 240 V AC; 50/60 Hz | |
| Type de raccordement | L+N+PE | |
| Classe de protection | I | |
| Catégorie de surtension | II | |
| Degré de contamination | 2 | |
| Alimentation | max. 1 500 W | |
| Température de service | 5 °C à 31 °C, jusqu'à 80 % d'humidité relative de l'air 32 °C à 40 °C, jusqu'à 50 % d'humidité relative de l'air (diminution linéaire) | |
| Altitude d'installation | jusqu'à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer | |
| Fusible de l'appareil | 15 A | |