

Polymax 2040 (angle d'inclinaison de 5°)

Technical datasheet



Dimensions (l × h × p)	426 × 208 × 435 mm
Poids	approx. 16 kg
Charge maximale admissible	10 kg
Entraînement	Asynchronous motor
Plage de vitesses	2,5 – 50 rpm
Classe de protection (EN 60529)	IP20
Niveau de pression acoustique	< 55 dB (A), in accordance with IEC 61010
Tension de calcul	230 V, 50 Hz or 115 V, 60 Hz
Classe de protection	I
Catégorie de surtension	n.a.
Degré de contamination	n.a.
Alimentation	115 W
Température de service	5 °C – 31 °C up to 80 % rel. humidity 32 °C – 40 °C up to 50 % rel. humidity (decreasing linearly)
Altitude d'installation	up to 2,000 m asl
Protection contre la surchauffe	self-resetting
Réglage de la vitesse de rotation	n.a.
Surface utile	390 × 340 mm
Mouvement	waving, 5°

Orbite	
Fusible de l'appareil	M 1,25 A (230 V) or T 2,0 A (115 V)
Variations de tension admissibles	n.a.
Dimensions de la bouteille	n.a.