

Duo™ II.I

Technisches Datenblatt



Abgaberate	≥ 2 L/min
Wasserqualität (bei 25°C)	18,2 MΩ·cm
Druck	0,1 - 6 bar
Leitfähigkeit	< 2000 µs/cm
Temperatur	5 – 40 °C
Freies Chlor	< 3 ppm
pH-Wert	4 – 10
Dimensions (H x W x D)	500 x 490 x 290 mm
Gewicht nach Installation	30 kg
Stromversorgung	100 – 240 V; 50/60 Hz
Kolloidindex	< 12 SDI