

## Findenser™ Mini NS24 Kern, NS24 Hülse

### Technisches Datenblatt



<b>Gewicht</b>	670 g
<b>Länge x Durchmesser</b>	275 mm x 72 mm
<b>Konusgrößen</b>	B14, B19, B24
<b>Innenliegende und medienberührende Komponenten</b>	Borosilikat-Glas
<b>Kühlrippen</b>	anodisiertes Aluminium
<b>Plug &amp; Seal</b>	Acetal & FKM
<b>Thermofluid</b>	Wasser
<b>Maximale Lösungsmitteltemperatur</b>	155 °C
<b>Ofentrocknung</b>	Max Temp. 60 °C
<b>Reinigung im Geschirrspüler</b>	Max Temp. 50 °C
<b>Reinigung im Autoklaver</b>	nicht zulässig!
<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	0 °C bis 24 °C