

Findenser™ NS24 Kern, NS24 Hülse

Technisches Datenblatt



Gewicht	1200 g
Länge x Durchmesser	400 mm × 72 mm
Konusgrößen	B19, B24, B29
Innenliegende und medienberührende Komponenten	Borosilikat-Glas
Kühlrippen	anodisiertes Aluminium
Plug & Seal	Acetal & FKM
Thermofluid	Wasser
Maximale Löungsmitteltemperatur	155 °C
Ofentrocknung	Max Temp. 60 °C
Reinigung im Geschirrspüler	Max Temp. 50 °C
Reinigung im Autoklaver	nicht zulässig!
Umgebungstemperaturbereich	0 °C bis 24 °C