

Geno™ II

Technisches Datenblatt



Abgaberate	3 – 7 L/min
Wasserqualität (bei 25°C)	1 - 15 MΩ·cm
Druck	0.1 - 6 bar
Leitfähigkeit	< 1400 µs/cm
Temperatur	4 – 30 °C
Freies Chlor	< 2 ppm
pH-Wert	4 – 10
Dimensions (H x W x D)	500 x 490 x 290 mm
Gewicht nach Installation	23 kg
Stromversorgung	100 – 240 V; 50/60 Hz
Kolloidindex	< 3 SDI