

Hei-CHILL 1100 Pro

Technisches Datenblatt



Abmessungen (B x H x T)	Abmessungen [BxTxH]: 380 x 460 x 620 mm Aufstellungsmaße [BxT]: 380 x 760 mm
Gewicht	41 kg
Schutzart (EN 60529)	IP 20
Schalldruckpegel	49 dB(A)
Anschlussstyp	Elektrischer Anschluss: 230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	650 W
Regelgenauigkeit	bei -10°C: +/- 0,5 K
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C
Anzeigeauflösung	0,1 K
Kälteleistung	bei 20°C: 1100 W bei 10°C: 850 W bei 0°C: 550 W bei -10°C: 160 W
Umwälzpumpe	Förderstrom [max.]: 10,5 l/min Förderdruck [max.]: 2,8 bar
Schlauchanschlüsse	3/8" Innengewinde
Füllvolumen	8,5 bis 13,5 l
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich	5°C bis 40°C
max. Temperatur der Temperierflüssigkeit	60°C
Stromaufnahme [max.]	4,7 A
Klasseneinteilung	I / NFL
max. Betriebsdruck	25 bar

