

Hei-CHILL 400 Pro

Technisches Datenblatt



Abmessungen (B x H x T)	Abmessungen [BxTxH]: 260 x 370 x 405 mm Aufstellungsmaße [BxT]: 660 x 570 mm
Gewicht	18 kg
Schutzart (EN 60529)	IP 20
Schalldruckpegel	47 dB(A)
Anschlusstyp	230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	280 W
Regelgenauigkeit	bei -10°C: +/- 1 K
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C
Anzeigeauflösung	0,1 K
Kälteleistung	bei 20°C: 400 W bei 10°C: 350 W bei 0°C: 250 W bei -10°C: 80 W
Umwälzpumpe	Förderstrom [max.]: 6 l/min Förderdruck [max.]: 0,3 bar
Schlauchanschlüsse	1/4" Innengewinde
Füllvolumen	1,5 bis 4,0 l
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich	5°C bis 40°C
max. Temperatur der Temperierflüssigkeit	60°C
Stromaufnahme [max.]	1,6 A
Klasseneinteilung	I / NFL
max. Betriebsdruck	25 bar

