

## Hei-CHILL 5000 Base Cart 400V

### Technisches Datenblatt



<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	External dimensions [WxDxH] 1100 x 730 x 730 mm   Installation dimensions [WxD] 1100 x 950 mm
<b>Gewicht</b>	145 kg
<b>Schutzart (EN 60529)</b>	IP 20
<b>Schalldruckpegel</b>	61 dB(A) [distance 1m]
<b>Anschlusstyp</b>	Electrical: 400 V   3~/N/PE   50 Hz
<b>Regelgenauigkeit</b>	at -10°C: +/- 1,5 K
<b>Temperaturbereich</b>	-10°C to +40°C
<b>Anzeigeauflösung</b>	0,1 K
<b>Kälteleistung</b>	at 20°C: 5000 W   at 10°C: 3500 W   at 0°C: 2500 W   at -10°C: 1100 W
<b>Umwälzpumpe</b>	Flow rate [max.] 40 l/min   Flow pressure [max.] 3,0 bar
<b>Schlauchanschlüsse</b>	3/4" female thread
<b>Füllvolumen</b>	28 l
<b>Zulässiger Umgebungstemperaturbereich</b>	5°C to 40°C
<b>max. Temperatur der Temperierflüssigkeit</b>	60°C
<b>Stromaufnahme [max.]</b>	16,0 A
<b>Klasseneinteilung</b>	I / NFL
<b>max. Betriebsdruck</b>	28 bar
<b>Kältemittel</b>	R407C (GWP 1774)

<b>CO2-Äquivalent (t)</b>	1,53 t
<b>Leistungsaufnahme</b>	4000 W
<b>Füllmenge</b>	0,86 kg