

Hei-PLATE Mix 20 I

Technisches Datenblatt



Abmessungen (B x H x T)	168 × 101 × 299 mm
Nutzfläche Heizplatte	Ø 145 mm
Gewicht	ca. 3 kg
Maximal zulässige Belastung	25 kg
Antrieb	EC-Motor, linksdrehend
Drehzahlbereich	100 – 1.400 U/min
Heizleistung	n.a.
Heiztemperaturbereich	n.a.
Heizungsregelung	n.a.
Temperaturmessgenauigkeit	n.a.
Temperaturmessauflösung	n.a.
Anzeige	n.a.
Schutzart (EN 60529)	IP42
Schalldruckpegel	< 50 db(A)
Bemessungsspannung	230 V, 50/60 Hz (EU); 115 V, 50/60 Hz (US)
Anschlusstyp	L+N+PE
Schutzklasse	I
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2
Leistungsaufnahme	Normalbetrieb 230 V: 825 W (EU); Normalbetrieb 115 V: 625 W (US); Standby-Betrieb: 1,7 W

EMV-Klasse

B, Gruppe 1

Betriebstemperatur

5 °C – 31 °C bei bis zu 80 % rel. Luftfeuchte
32 °C – 40 °C bei bis zu 50 % rel. Luftfeuchte (linear abnehmend)

Aufstellhöhe

bis 2.000 über NN