

Hei-PLATE Mix 20 I

Technisches Datenblatt



| | |
|------------------------------------|--|
| Abmessungen (B x H x T) | 168 × 101 × 299 mm |
| Nutzfläche Heizplatte | Ø 145 mm |
| Gewicht | ca. 3 kg |
| Maximal zulässige Belastung | 25 kg |
| Antrieb | EC-Motor, linksdrehend |
| Drehzahlbereich | 100 – 1.400 U/min |
| Heizleistung | n.a. |
| Heiztemperaturbereich | n.a. |
| Heizungsregelung | n.a. |
| Temperaturmessgenauigkeit | n.a. |
| Temperaturmessauflösung | n.a. |
| Anzeige | n.a. |
| Schutzart (EN 60529) | IP42 |
| Schalldruckpegel | < 50 db(A) |
| Bemessungsspannung | 230 V, 50/60 Hz (EU); 115 V, 50/60 Hz (US) |
| Anschlusstyp | L+N+PE |
| Schutzklasse | I |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Leistungsaufnahme | Normalbetrieb 230 V: 825 W (EU); Normalbetrieb 115 V: 625 W (US); Standby-Betrieb: 1,7 W |

EMV-Klasse

B, Gruppe 1

Betriebstemperatur

5 °C – 31 °C bei bis zu 80 % rel. Luftfeuchte
32 °C – 40 °C bei bis zu 50 % rel. Luftfeuchte (linear abnehmend)

Aufstellhöhe

bis 2.000 über NN