

Hei-SHAKE Wave Core (5°)

Technisches Datenblatt



Abmessungen (B x H x T)	356 × 203 × 403 mm
Gewicht	ca. 14 kg
Maximal zulässige Belastung	max. 15 kg
Antrieb	EC-Motor
Drehzahlbereich	-80 – +80 rpm (Rechts-/Linkslauf)
Schalldruckpegel	< 85 dB (A), in Anlehnung an IEC 61010
Bemessungsspannung	1/N/PE 100-240V AC 50/60 Hz
Schutzklasse	IP32 (nach DIN EN 60529)
Leistungsaufnahme	90 W
Nutzfläche	ca. 290 × 260 mm
Bewegungsart	taumelnd
Schnittstellen	1 × RS232 (Sub-D, 9-polig)
Neigungswinkel	5°
Betriebs- und Lagertemperatur	5 °C – 31 °C bei bis zu 80 % rel. Luftfeuchte 32 °C – 40 °C bei bis zu 50 % rel. Luftfeuchte (linear abnehmend)
Aufstellhöhe	bis 2.000 über NN