

Hei-VAC Valve Industrial Technisches Datenblatt



Abmessungen (B x H x T)	326 x 243 x 402 mm
Gewicht	17,3 kg
Schutzart (EN 60529)	IP 40
Anschlusstyp	Kühlmittel: Schlauchwelle DN 6-8 mm
Betriebstemperatur	+10 - +40°C
Motorschutz	thermischer Wicklungsschutz, selbsthaltend
Lagertemperaturbereich (°C)	-10 - +60°C
Leistung	elektrisch: 0,25 kW
Maximales Saugvermögen	3.4 / 3.8 m ³ /h
Endvakuum	Ohne Gasballast: 1.5 mbar mit Gasballast: 3 mbar
Maximal zulässiger Druck	1.1 bar
Zulässige relative Umgebungsluftfeuchte bei Betrieb (nicht betauend)	30% - 85%
Maximale Leerlaufdrehzahl	1500 / 1800 min ⁻¹
Einlass	Schlauchwelle DN 8 mm
Auslass	Schlauchwelle DN 8-10 mm
Max. zulässiger Bereich der Versorgungs- spannung (±10%)	100-115 V~ 50/60 Hz, 120 V~ 60 Hz / 200-230 V~ 50/60 Hz