

Hei-VOLUME Distimatic Pro 24/7 Industrial mit Adapter für Glassatz der A-Serie

Technisches Datenblatt



Abmessungen (B x H x T)	186 × 429 × 521 mm, einschl. Bedienpanel
Gewicht	ca. 17 kg
Schutzart (EN 60529)	IP42
Bemessungsspannung	100 – 240 V AC; 50/60 Hz
Anschlusstyp	L+N+PE
Schutzklasse	I
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2
Leistungsaufnahme	max. 1.500 W
Betriebstemperatur	5 °C – 31 °C bei bis zu 80 % rel. Luftfeuchte 32 °C – 40 °C bei bis zu 50 % rel. Luftfeuchte (linear abnehmend)
Aufstellhöhe	bis 2.000 über NN
Gerätesicherung	15 A