

## Reax 2 inkl. Universaladapter

### Technisches Datenblatt



<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	501 × 235 × 180 mm
<b>Gewicht</b>	ca. 5 kg
<b>Maximal zulässige Belastung</b>	1 kg
<b>Antrieb</b>	Spaltpol-Motor
<b>Drehzahlbereich</b>	20 – 200 U/min; Anzeige: analog
<b>Schutzart (EN 60529)</b>	IP21
<b>Schalldruckpegel</b>	< 45 (dB(A)) (in Anlehnung an IEC 61010)
<b>Bemessungsspannung</b>	230-240 V (50 Hz) bzw. 115 V (60 Hz)
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Überspannungskategorie</b>	n.a.
<b>Verschmutzungsgrad</b>	n.a.
<b>Leistungsaufnahme</b>	33 W max.
<b>Betriebstemperatur</b>	n.a.
<b>Aufstellhöhe</b>	n.a.
<b>Überhitzungsschutz</b>	selbstrücksetzend
<b>Drehzahlregelung</b>	elektronisch
<b>Nutzfläche</b>	230 × 160 mm
<b>Bewegungsart</b>	überkopf rotierend
<b>Orbit</b>	n.a.
<b>Gerätesicherung</b>	n.a.
<b>Zulässige Netzspannungsschwankungen</b>	n.a.

**Flaschenabmessungen**

n.a.