

## AR 19 Tige d'agitation type ancre **Technical datasheet**



|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>Taille des pâles</b>              | 60 x 40 x 5 mm |
| <b>Longueur</b>                      | 350 mm         |
| <b>Matériau</b>                      | PTFE           |
| <b>Diamètre de l'arbre</b>           | 8 mm           |
| <b>Max. rotation speed</b>           | 800 rpm        |
| <b>Pour le diamètre du récipient</b> |                |