

Hei-VOLUME Distimatic Pro 24/7 Industrial avec adaptateur pour verrerie de la série A

Technical datasheet



Dimensions (l × h × p)	186 × 429 × 521 mm, panneau de commande compris
Poids	env. 17 kg
Classe de protection (EN 60529)	IP42
Tension de calcul	100 – 240 V AC; 50/60 Hz
Type de raccordement	L+N+PE
Classe de protection	I
Catégorie de surtension	II
Degré de contamination	2
Alimentation	max. 1 500 W
Température de service	5 °C à 31 °C, jusqu'à 80 % d'humidité relative de l'air 32 °C à 40 °C, jusqu'à 50 % d'humidité relative de l'air (diminution linéaire)
Altitude d'installation	jusqu'à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer
Fusible de l'appareil	15 A