

## Hei-VOLUME Distimatic Pro Industrial avec adaptateur pour verrerie R

### Technical datasheet



|  |  |
|--|--|
| <b>Dimensions (l × h × p)</b>          | 186 × 429 × 521 mm, panneau de commande compris  |
| <b>Poids</b>                           | env. 17 kg   |
| <b>Classe de protection (EN 60529)</b> | IP42   |
| <b>Tension de calcul</b>               | 100 – 240 V AC; 50/60 Hz   |
| <b>Type de raccordement</b>            | L+N+PE   |
| <b>Classe de protection</b>            | I  |
| <b>Catégorie de surtension</b>         | II   |
| <b>Degré de contamination</b>          | 2  |
| <b>Alimentation</b>                    | max. 1 500 W   |
| <b>Température de service</b>          | 5 °C à 31 °C, jusqu'à 80 % d'humidité relative de l'air   32 °C à 40 °C, jusqu'à 50 % d'humidité relative de l'air (diminution linéaire) |
| <b>Altitude d'installation</b>         | jusqu'à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer  |
| <b>Fusible de l'appareil</b>           | 15 A   |