

Reax 2 avec adaptateur universel

Technical datasheet



| | |
|--|---|
| Dimensions (l × h × p) | 501 × 235 × 180 mm |
| Poids | approx. 5 kg |
| Charge maximale admissible | 1 kg |
| Entraînement | Shaded pole motor |
| Plage de vitesses | 20 – 200 rpm; Indicator: analogue |
| Classe de protection (EN 60529) | IP21 |
| Niveau de pression acoustique | < 45 (dB(A)) (in accordance with IEC 61010) |
| Tension de calcul | 230-240 V (50 Hz) or 115 V (60 Hz) |
| Protection Class | I |
| Catégorie de surtension | n.a. |
| Degré de contamination | n.a. |
| Alimentation | 33 W max. |
| Température de service | n.a. |
| Altitude d'installation | n.a. |
| Protection contre la surchauffe | self reset function |
| Réglage de la vitesse de rotation | electronic |
| Surface utile | 230 × 160 mm |
| Mouvement d'agitation | Overhead rotation |
| Orbite | n.a. |
| Fusible de l'appareil | n.a. |
| Variations de tension admissibles | n.a. |

Dimensions de la bouteille

n.a.

Interfaces

n.a.