

## Hei-CHILL Peltier Technisches Datenblatt



<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	27 x 43 x 43 cm
<b>Gewicht</b>	15 kg
<b>Heizleistung</b>	>1000 W
<b>Temperaturmessgenauigkeit</b>	0,05 °C
<b>Schalldruckpegel</b>	63 db
<b>Regelung</b>	5" Touchscreen
<b>Temperaturbereich</b>	-10 - 70 °C
<b>Kälteleistung</b>	600 W
<b>Schnittstellen</b>	Ethernet, RS 232, RS 485
<b>Flussrate</b>	max. 3 l / min