

# Hei-Mix S

## Technisches Datenblatt



<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	126 × 80 × 140 mm
<b>Nutzfläche Heizplatte</b>	104 mm Rührplatte
<b>Gewicht</b>	1.1 kg
<b>Maximal zulässige Belastung</b>	6 kg
<b>Antrieb</b>	Spaltpol-Motor
<b>Drehzahlbereich</b>	0 – 2.200 rpm
<b>Heizleistung</b>	n.a.
<b>Heiztemperaturbereich</b>	n.a.
<b>Heizungsregelung</b>	n.a.
<b>Temperaturmessgenauigkeit</b>	n.a.
<b>Temperaturmessauflösung</b>	n.a.
<b>Anzeige</b>	n.a.
<b>Schutzart (EN 60529)</b>	IP 21
<b>Schalldruckpegel</b>	< 70 db(A) (in Anlehnung an IEC 61010)
<b>Bemessungsspannung</b>	n.a.
<b>Anschlusstyp</b>	n.a.
<b>Schutzklasse</b>	2
<b>Überspannungskategorie</b>	n.a.
<b>Verschmutzungsgrad</b>	n.a.
<b>Leistungsaufnahme</b>	n.a.
<b>EMV-Klasse</b>	n.a.

<b>Betriebstemperatur</b>	n.a.
<b>Aufstellhöhe</b>	n.a.
<b>Anzeige-/Messbereich</b>	n.a.