

Hei-PLATE Mix 20 I

Technisches Datenblatt



| | |
|------------------------------------|---|
| Abmessungen (B x H x T) | 168 × 101 × 299 mm |
| Nutzfläche Heizplatte | Ø 145 mm |
| Gewicht | ca. 3 kg |
| Maximal zulässige Belastung | 25 kg |
| Antrieb | EC-Motor, linksdrehend |
| Drehzahlbereich | 100 – 1.400 U/min |
| Heizleistung | n.a. |
| Heiztemperaturbereich | n.a. |
| Heizungsregelung | n.a. |
| Temperaturmessgenauigkeit | n.a. |
| Temperaturmessauflösung | n.a. |
| Anzeige | n.a. |
| Schutzart (EN 60529) | IP42 |
| Schalldruckpegel | < 50 db(A) |
| Bemessungsspannung | 230 V, 50/60 Hz (EU); 115 V, 50/60 Hz (US) |
| Anschlusstyp | L+N+PE |
| Protection Class | I |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Leistungsaufnahme | Normalbetrieb: 25 W; Standby-Betrieb: 1,7 W |

| | |
|-----------------------------|--|
| EMV-Klasse | B, Gruppe 1 |
| Betriebstemperatur | 5 °C – 31 °C bei bis zu 80 % rel. Luftfeuchte 32 °C – 40 °C bei bis zu 50 % rel. Luftfeuchte (linear abnehmend) |
| Aufstellhöhe | bis 2.000 über NN |
| Anzeige-/Messbereich | n.a. |