

## Hei-SHAKE Orbital Core 2000

### Technisches Datenblatt



<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	390 × 129 × 403 mm
<b>Gewicht</b>	ca. 14 kg
<b>Maximal zulässige Belastung</b>	max. 15 kg
<b>Antrieb</b>	EC-Motor
<b>Drehzahlbereich</b>	1 – 530 U/min
<b>Schalldruckpegel</b>	< 85 dB (A), in Anlehnung an IEC 61010
<b>Bemessungsspannung</b>	100 – 240 V, 50/60 Hz
<b>Überspannungskategorie</b>	n.a.
<b>Verschmutzungsgrad</b>	n.a.
<b>Leistungsaufnahme</b>	90 W
<b>Betriebstemperatur</b>	5 °C – 31 °C bei bis zu 80 % rel. Luftfeuchte   32 °C – 40 °C bei bis zu 50 % rel. Luftfeuchte   linear abnehmend
<b>Aufstellhöhe</b>	bis 2.000 über NN
<b>Überhitzungsschutz</b>	n.a.
<b>Drehzahlregelung</b>	n.a.
<b>Nutzfläche</b>	390 × 340 mm
<b>Bewegungsart</b>	orbital
<b>Orbit</b>	20 mm
<b>Gerätesicherung</b>	n.a.
<b>Zulässige Netzspannungsschwankungen</b>	n.a.

**Flaschenabmessungen**

n.a.

**Schnittstellen**

1 × RS232 (Sub-D, 9-polig)

**Protection Class**