


Hei-VAC Valve Tec Technisches Datenblatt



Abmessungen (B x H x T)	338x183x143 mm
Gewicht	7,9 kg
Schutzart (EN 60529)	IP 40
Anschlusstyp	n.a.
Betriebstemperatur	+10 - +40°C
Motorschutz	thermischer Wicklungsschutz, selbsthaltend(b) 120 V Version: zusätzlich Sicherung 2.5 A
Lagertemperaturbereich (°C)	-10 - +60°C
Leistung	elektrisch: 0.08 kW
Maximales Saugvermögen	0.75 / 0.9 m ³ /h
Endvakuum	ohne Gasballast: 12 mbar mit Gasballast: 20 mbar
Maximal zulässiger Druck	1.1 bar
Zulässige relative Umgebungsluftfeuchte bei Betrieb (nicht betauend)	30% - 85%
Maximale Leerlaufdrehzahl	1500 / 1800 min ⁻¹
Einlass	Schlauchwelle DN 8 mm
Auslass	Schlauchwelle DN 8-10 mm
Max. zulässiger Bereich der Versorgungs- spannung (±10%)	100-115 V~ 50/60 Hz / 120 V~ 60 Hz 220-230 V~ 50/60 Hz