

Reax top Technisches Datenblatt



| | |
|--|--|
| Abmessungen (B x H x T) | 134 x 105 x 172 mm |
| Gewicht | 2,8 kg |
| Maximal zulässige Belastung | n.a. |
| Antrieb | Spaltpol-Motor |
| Drehzahlbereich | 100 – 2,500 U/min; 200 – 3,200 U/min |
| Schutzart (EN 60529) | IP 22 |
| Schalldruckpegel | < 50 bis 2.500 U/min; < 58 bis 3.200 U/min |
| Bemessungsspannung | 230 V 50 Hz; 230 V 60 Hz; 115 V 60 Hz |
| Schutzklasse | 1 |
| Überspannungskategorie | n.a. |
| Verschmutzungsgrad | n.a. |
| Leistungsaufnahme | 51 W |
| Betriebstemperatur | n.a. |
| Aufstellhöhe | n.a. |
| Überhitzungsschutz | selbstrücksetzend |
| Drehzahlregelung | analog, Merkskala |
| Nutzfläche | n.a. |
| Bewegungsart | kreisförmig vibrierend |
| Orbit | 5 mm |
| Gerätesicherung | n.a. |
| Zulässige Netzspannungsschwankungen | n.a. |

Flaschenabmessungen

n.a.