

## Hei-CHILL Peltier Technical datasheet



<b>Dimensions (l × h × p)</b>	27 x 43 x 43 cm
<b>Poids</b>	15 kg
<b>Puissance de chauffe</b>	>1000 W
<b>Précision de mesure de la température</b>	0,05 °C
<b>Niveau de pression acoustique</b>	63 db
<b>Réglage</b>	Écran tactile de 5"
<b>Working temperature range</b>	-10 - 70 °C
<b>Cooling capacity</b>	600 W
<b>Interfaces</b>	Ethernet, RS 232, RS 485
<b>Débit</b>	max. 3 l / min