

Hei-VOLUME Distimatic Pro Industrial avec adaptateur pour verrerie de la série A

Technical datasheet



Dimensions (l × h × p)	186 × 429 × 521 mm, panneau de commande compris	
Poids	env. 17 kg	
Classe de protection (EN 60529)	IP42	
Tension de calcul	100 – 240 V AC; 50/60 Hz	
Type de raccordement	L+N+PE	
Classe de protection	I	
Catégorie de surtension	II	
Degré de contamination	2	
Alimentation	max. 1 500 W	
Température de service	5 °C à 31 °C, jusqu'à 80 % d'humidité relative de l'air 32 °C à 40 °C, jusqu'à 50 % d'humidité relative de l'air (diminution linéaire)	
Altitude d'installation	jusqu'à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer	
Fusible de l'appareil	15 A	