


Rotamax 120

Technical datasheet



Dimensions (l × h × p)	245 × 125 × 310 mm	
Poids	5,5kg	
Charge maximale admissible	2 kg	
Entraînement	Moteur à bague de déphasage	
Plage de vitesses	20 – 300 rpm	
Niveau de pression acoustique	< 50 dB (A)	
Tension de calcul	n.a.	
Catégorie de surtension	II	
Degré de contamination	2	
Alimentation	33 W	
Température de service	5 °C à 31 °C, jusqu'à 80 % d'humidité relative de l'air 32 °C à 40 °C, jusqu'à 50 % d'humidité relative de l'air (diminution linéaire)	
Altitude d'installation	jusqu'à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer	
Protection contre la surchauffe	à réinitialisation automatique	
Réglage de la vitesse de rotation	analogique	
Surface utile	220 × 220 mm	
Mouvement d'agitation	à rotation	
Orbite	20 mm	

Fusible de l'appareil

M 1,25 A (230 V) or T 2,0 A (115 V)

**Variations de tension
admissibles**

±10 %

**Dimensions de la
bouteille**

n.a.

Interfaces

n.a.

Protection Class